

| A              | B               | C            | D                    | E  | F                                 | G                            | H                               | I                    | J                     | K                   | L                                | M                      | N                 | O            | P                    | Q                   | R                  |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| System Code No | Component Parts | Description  | Material Composition | Maximum Temperature  | Steam Sterilization Compatibility | Ethylene Oxide Compatibility | Hydrogen Peroxide Compatibility | Enzymatic Detergents | Neutral pH Detergents | Alkaline Detergents | Neutralizing (acidic) Detergents | Water-based Lubricants | Isopropyl Alcohol | Glutaldehyde | Ortho-phthalaldehyde | Sodium Hypochlorite | Quaternary Ammonia |
| 1              | SST-2136-TC     |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 2              |                 | 113-2136-T   | Base                 | PPS  | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 3              |                 | DT-2136      | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 4              |                 | 113-213C     | Cover                | PESU   | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 5              |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 6              | SST-2136 RED    |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 7              |                 | 2136 RD      | Base                 | Polypropylene  | 250°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 8              |                 | DT-2136      | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 9              |                 | 213C         | Cover                | Polypropylene  | 250°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 10             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 11             | SST-2136 GSK-TC |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 12             |                 | 113-2136-T   | Base                 | PPS  | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 13             |                 | DT-2136      | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 14             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 15             |                 | 213C-GSK     | Cover                | Makron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid)<br>Polyurethane (Gasket) | 250°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 16             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 17             | SST-283 RED     |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 18             |                 | 1218B        | Base                 | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 19             |                 | DT-1218      | Basket               | Polypropylene  | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 20             |                 | 1218 RD      | Cover                | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 21             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 22             | SST-105         |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 23             |                 | 105B         | Base                 | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 24             |                 | DT 105       | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 25             |                 | 105C         | Cover                | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 26             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 27             | SST-105S        |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 28             |                 | 105B         | Base                 | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 29             |                 | DT 105       | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 30             |                 | 105C-S       | Cover                | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 31             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 32             | SST-105RD       |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 33             |                 | 105B         | Base                 | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 34             |                 | DT 105       | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 35             |                 | 105-C RD     | Cover                | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 36             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 37             | SST-105-S RD    |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 38             |                 | 105B         | Base                 | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 39             |                 | DT 105       | Basket               | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 40             |                 | 105-C-S RD   | Cover                | Polypropylene  | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 41             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 42             | SST-2006-TC     |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |
| 43             |                 | 2006-4-T     | Base                 | PPS  | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 44             |                 | DT-2006-4-T  | Basket               | PPS  | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 45             |                 | 2006-C Cover | Cover                | PESU   | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y            | Y                    | Y                   | Y                  |
| 46             |                 |              |                      |  |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |              |                      |                     |                    |

| A              | B                  | C           | D                    | E                   | F                                 | G                            | H                               | I                    | J                     | K                   | L                                | M                      | N                 | O              | P                    | Q                   | R                  |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| System Code No | Component Parts    | Description | Material Composition | Maximum Temperature | Steam Sterilization Compatibility | Ethylene Oxide Compatibility | Hydrogen Peroxide Compatibility | Enzymatic Detergents | Neutral pH Detergents | Alkaline Detergents | Neutralizing (acidic) Detergents | Water-based Lubricants | Isopropyl Alcohol | Glutaraldehyde | Ortho-phthalaldehyde | Sodium Hypochlorite | Quaternary Ammonia |
| 47             | SST-485            |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 48             |                    | 485B        | Base                 | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 49             |                    | DT-485      | Basket               | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 50             |                    | 485C        | Cover                | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 51             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 52             | SST-835            |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 53             |                    | 835B        | Base                 | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 54             |                    | DT-835      | Basket               | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 55             |                    | 835C        | Cover                | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 56             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 57             | SST-2415           |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 58             |                    | 2415-5B     | Base                 | Polypropylene       | 185°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 59             |                    | 2415-C      | Cover                | Polypropylene       | 185°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 60             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 61             | SST-2136-SS        |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 62             |                    | SS-2136     | Base                 | Stainless Steel     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 63             |                    | DT-1322     | Basket               | Stainless Steel     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 64             |                    | SS213C      | Cover                | Stainless Steel     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 65             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 66             | SST-100            |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 67             |                    | SST-100     | Base, cover, basket  | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 68             |                    | DT-100      | Basket               | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 69             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 70             | SST-2315           |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 71             |                    | 2315B       | Base                 | Polypropylene       | 200°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 72             |                    | DT-2315     | Basket               | Polypropylene       | 200°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 73             |                    | 2315C       | Cover                | Polypropylene       | 200°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 74             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 75             | VS-3520            |             | Verticle Soaker      | Polypropylene       | 185°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 76             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 77             | 2220               |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 78             |                    | 2220B       | Base                 | abs                 | 185°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 79             |                    | 2220C       | Cover                | abs                 | 185°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 80             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 81             | SST-866            |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 82             |                    | TTC-18266   | Base                 | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 83             |                    | DT-1826     | Basket               | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 84             |                    | TTC-1826CF  | Cover                | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 85             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 86             | SST-BASIN          |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 87             |                    | 134B        | Base                 | Stainless Steel     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 88             |                    | DT-134      | Basket               | Polypropylene       | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 89             |                    | 134C        | Cover                | Stainless Steel     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 90             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 91             | SST-1314-TC        |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 92             |                    | 113-1314-T  | Base                 | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 93             |                    | 113-1314H-T | Basket               | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 94             |                    | 113-131C    | Cover                | PESU                | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 95             |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 96             | Autoclavable Trays |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 97             |                    | 1208-5      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 98             |                    | 1513-7      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 99             |                    | 1714-8      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 100            |                    | 1714G       | Cover for 1714-8     | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 101            |                    | 1825-7      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 102            |                    | 1825B       | Cover for 1825-7     | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 103            |                    | 1910-5      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 104            |                    | 2016-5      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 105            |                    | 2016-W      | Cover for 2016-5     | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 106            |                    | 2015-5      | Base                 | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 107            |                    | 2114-7      | Kiwer Base           | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 108            |                    | 2114B       | Cover for 2114-7     | Polyethylene        | 275°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 109            |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 110            | Kleertainers       |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 111            |                    | 113-1066-T  | Kleertainer Base     | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 112            |                    | 113-106C    | Cover for 113-1066   | PESU                | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 113            |                    | 113-1316-T  | Kleertainer Base     | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 114            |                    | 113-131C    | Cover for 113-1316   | PESU                | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 115            |                    | 113-2136-T  | Kleertainer Base     | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 116            |                    | 113-2134-T  | Kleertainer Base     | PPS                 | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 117            |                    | 113-213C    | Cover for 113-213x   | PESU                | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 118            |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 119            | Transtainers       |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 120            |                    | TTC-1218CF  | Cover for TTC 128x   | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 121            |                    | TTC-12183   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 122            |                    | TTC-12186   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 123            |                    | TTC-12189   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 124            |                    | TTC-1826CF  | Cover for TTC 1826x  | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 125            |                    | TTC-18263   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 126            |                    | TTC-18266   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 127            |                    | TTC-18269   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 128            |                    | TTC-18265   | Transtainer Base     | Polycarbonate       | 210°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 129            |                    |             |                      |                     |                                   |                              |                                 |                      |                       |                     |                                  |                        |                   |                |                      |                     |                    |
| 130            | Drain Plugs        | 528DP-AF-AM | Drain Plugs          |                     | 160°F                             | N                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |
| 131            |                    | 538DP       | Drain Plugs          |                     | 285°F                             | Y                            | Y                               | Y                    | Y                     | Y                   | Y                                | Y                      | Y                 | Y              | Y                    | Y                   | Y                  |