

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia
1	SST-2136-TC																
2		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4		113-213C	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5																	
6	SST-2136 RED																
7		2136 RD	Base	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9		213C	Cover	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10																	
11	SST-2136 GSK-TC																
12		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14																	
15		213C-GSK	Cover	Makron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid) Polyurethane (Gasket)	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16																	
17	SST-283 RED																
18		1218B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
19		DT-1218	Basket	Polypropylene	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
20		1218 RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
21																	
22	SST-105																
23		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
25		105C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
26																	
27	SST-105S																
28		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
29		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
30		105C-S	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
31																	
32	SST-105RD																
33		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
34		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
35		105-C RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
36																	
37	SST-105-S RD																
38		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
39		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
40		105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
41																	
42	SST-2006-TC																
43		2006-4-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
44		DT-2006-4-T	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
45		2006-C Cover	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
46																	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia
47	SST-485																
48		485B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
49		DT-485	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
50		485C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
51																	
52	SST-835																
53		835B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
54		DT-835	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
55		835C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
56																	
57	SST-2415																
58		2415-5B	Base	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
59		2415-C	Cover	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
60																	
61	SST-2136-SS																
62		SS-2136	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
63		DT-1322	Basket	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
64		SS213C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
65																	
66	SST-100																
67		SST-100	Base, cover, basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
68		DT-100	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
69																	
70	SST-2315																
71		2315B	Base	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
72		DT-2315	Basket	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
73		2315C	Cover	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
74																	
75	VS-3520		Verticle Soaker	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
76																	
77	2220																
78		2220B	Base	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
79		2220C	Cover	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
80																	
81	SST-866																
82		TTC-18266	Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
83		DT-1826	Basket	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
84		TTC-1826CF	Cover	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
85																	
86	SST-BASIN																
87		134B	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
88		DT-134	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
89		134C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
90																	
91	SST-1314-TC																
92		113-1314-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
93		113-1314H-T	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
94		113-131C	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
95																	
96	Autoclavable Trays																
97		1208-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
98		1513-7	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
99		1714-8	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
100		1714G	Cover for 1714-8	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
101		1825-7	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
102		1825B	Cover for 1825-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
103		1910-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
104		2016-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
105		2016-W	Cover for 2016-5	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
106		2015-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
107		2114-7	Kiwer Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
108		2114B	Cover for 2114-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
109																	
110	Kleertainers																
111		113-1066-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
112		113-106C	Cover for 113-1066	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
113		113-1316-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
114		113-131C	Cover for 113-1316	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
115		113-2136-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
116		113-2134-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
117		113-213C	Cover for 113-213x	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
118																	
119	Transtainers																
120		TTC-1218CF	Cover for TTC 128x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
121		TTC-12183	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
122		TTC-12186	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
123		TTC-12189	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
124		TTC-1826CF	Cover for TTC 1826x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
125		TTC-18263	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
126		TTC-18266	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
127		TTC-18269	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
128		TTC-18265	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
129																	
130	Drain Plugs	528DP-AF-AM	Drain Plugs		160°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
131		538DP	Drain Plugs		285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y