

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
1	SST-2136-TC																	
2		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4		113-213C	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5																		
6																		
7	SST-2136 RED																	
8		2136 RD	Base	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10		213C	Cover	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11																		
12	SST-2136 GSK-TC																	
13		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15																		
16																		
17																		
18		213C-GSK	Cover	Makron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid) Polyurethane (Gasket)	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
19	SST-283 RED																	
20		1218B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
21		DT-1218	Basket	Polypropylene	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22		1218 RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23																		
24	SST-105																	
25		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
26		DT105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
27		105C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28																		
29	SST-105S																	
30		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
31		DT105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
32		105C-S	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
33																		
34	SST-105RD																	
35		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
36		DT105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
37		105-C RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
38																		
39	SST-105-S RD																	
40		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
41		DT105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
42		105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
43																		
44	SST-2006-TC																	
45		2006-4-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
46		DT-2006-4-T	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
47		2006-C Cover	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
48																		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
47	SST-485																	
48	485B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
49	DT-485	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
50	485C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
51																		
52	SST-835																	
53	835B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
54	DT-835	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
55	835C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
56																		
57	SST-2415																	
58	2415-5B	Base	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
59	2415-C	Cover	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
60																		
61	SST-2136-SS																	
62	SS-2136	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
63	DT-1322	Basket	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
64	SS213C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
65																		
66	SST-100																	
67	SST-100	Base, cover, basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
68	DT-100	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
69																		
70	SST-2315																	
71	2315B	Base	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
72	DT-2315	Basket	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
73	2315C	Cover	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
74																		
75	VS-3520	Verticle Soaker	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
76																		
77	2220																	
78	2220B	Base	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
79	2220C	Cover	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
80																		
81	SST-866																	
82	TTC-18266	Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
83	DT-1826	Basket	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
84	TTC-1826CF	Cover	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
85																		
86	SST-BASIN																	
87	134B	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
88	DT-134	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
89	134C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
90																		
91	SST-1314-TC																	
92	113-1314-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
93	113-1314HT	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
94	113-131C	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
95																		
96	Autoclavable Trays																	
97	1208-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
98	1513-7	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
99	1714-6	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
100	1714G	Cover for 1714-8	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
101	1825-7	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
102	1825B	Cover for 1825-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
103	1910-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
104	2016-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
105	2016-W	Cover for 2016-5	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
106	2015-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
107	2114-7	Klaver Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
108	2114B	Cover for 2114-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
109																		
110																		
111	Kleertainers																	
112	113-1066-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
113	113-1066	Cover for 113-1066	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
114	113-1316-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
115	113-1316	Cover for 113-1316	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
116	113-2136-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
117	113-2134-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
118	113-213C	Cover for 113-213x	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
119																		
120	Transtainers																	
121	TTC-1218CF	Cover for TTC 128x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
122	TTC-12183	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
123	TTC-12186	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
124	TTC-12189	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
125	TTC-1826CF	Cover for TTC 1826x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
126	TTC-18263	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
127	TTC-18266	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
128	TTC-18269	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
129	TTC-18265	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
130																		
131	Drain Plugs	528DP-AF-AM	Drain Plugs	160°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
132	538DP	Drain Plugs		285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
133																		
134	Scope Transport Tray w/cover	Z-WAN-ETW-1-TCB	Transport Tray	194°F	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	