

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
1	SST-2136																	
2		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3		DT-2-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4		113-2136	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5		Clear w/Gasket																
6		2136 GKT	Cover	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7																		
8	SST-2136 RD																	
9		2136 RD	Base	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10		DT-2-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11		2136	Cover	Polypropylene	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12																		
13	SST-2136 GSK-TC																	
14		113-2136-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
15		DT-2136	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
16																		
17		2136-GSK	Cover	Makron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid) Polyurethane (Gasket)	250°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18		SST-2136 GKT																
19																		
20	SST-283 RD																	
21		1218B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22		DT-2-1218	Basket	Polypropylene	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23		1218 RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
24																		
25	SST-105 BL																	
26		105B BL	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
27		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28		105C BL	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
29																		
30	SST-105S																	
31		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
32		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
33		105C-S	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
34																		
35	SST-105 RL																	
36		105B RL	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
37		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
38		105C RL	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
39																		
40	SST-105-S RD																	
41		105B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
42		DT 105	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
43		105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
44																		
45	SST-2006-TC																	
46		2006-4-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
47		DT-2006-4-T	Basket	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
48		2006-C Cover	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

SST Compatibilities

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
49	SST-485																	
50		485B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
51		DT-485	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
52		485C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
53		485 LTCH	Latch	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
54	SST-835																	
55		835B	Base	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
56		DT-835	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
57		835C	Cover	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
58		835 LTCH	Latch	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
59	SST-2415																	
60		2415-5B	Base	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
61		2415-C	Cover	Polypropylene	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
62	SST-2136-SS																	
63		SS-2136	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
64		DT-1322	Basket	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
65		SS213C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
66	SST-100																	
67		SST-100	Base, cover, basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
68		DT-100	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
69	SST-2315																	
70		2315B	Base	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
71		DT-2315	Basket	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
72		2315C	Cover	Polypropylene	200°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
73	US-3520		Verticle Soaker	Polypropylene	186°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
74	2220																	
75		2220B	Base	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
76		2220C	Cover	abs	185°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
77	SST-866																	
78		TTC-18266	Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
79		DT-1826	Basket	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
80		TTC-1826CF	Cover	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
81	SST-BASIN																	
82		134B	Base	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
83		DT-134	Basket	Polypropylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
84		134C	Cover	Stainless Steel	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
85	SST-1314-TC																	
86		113-1314-T	Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
87		113-1314H-T	Basket	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
88		113-131C	Cover	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
89	Autoclavable Trays																	
90		1208-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
91		1714-8	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
92		1714G	Cover for 1714-8	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
93		1825-7	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
94		1825B	Cover for 1825-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
95		1910-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
96		2016-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
97		2016-W	Cover for 2016-5	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
98		2015-5	Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
99		2114-7	Klavar Base	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
100		2114B	Cover for 2114-7	Polyethylene	275°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
101																		
102																		
103																		
104																		
105																		
106																		
107																		
108																		
109																		
110																		
111																		
112	Kleertainers																	
113		113-1066-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
114		113-106C	Cover for 113-1066	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
115		113-1316-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
116		113-131C	Cover for 113-1316	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
117		113-2136-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
118		113-2134-T	Kleertainer Base	PPS	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
119		113-213C	Cover for 113-213C	PESU	285°F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
120																		
121	Transtainers																	
122		TTC-1218CF	Cover for TTC 120x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
123		TTC-12183	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
124		TTC-12186	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
125		TTC-12189	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
126		TTC-1826CF	Cover for TTC 1826x	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
127		TTC-18263	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
128		TTC-18266	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
129		TTC-18269	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
130		TTC-18265	Transtainer Base	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
131		TTC-1218CF	Cover for TTC 12 x 18	Polycarbonate	210°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
132	Drain Plugs																	
133		528DP-AF-AM	Drain Plugs	Polypropylene	160°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
134		538DP	Drain Plugs	Polypropylene	285°F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
135		SST-2315 DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
136		SST-485 DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
137		SST-835 DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
138		SST-2136 DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
139		SST-2136 RD DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
140		SST-2136 GSK DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
141		SST-2136 GKT DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
142		SST-2136 GKT DPL	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
143		SST-2136 DPL	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
144		SST-2136 RD DPL	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
145		SST-2136-SS DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
146		SST-283 RD DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
147		SST-283 RD DPL	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
148		SST-2006 DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
149		SST-105 RL DP	Drain Plugs	Polypropylene	N	Y	Y	Y	Y</									