

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	High Level Disinfection
SST-2136																		
1	113-2136	Base	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	DT-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	113-2136	Cover	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	2136 GKT	Clear w/Gasket Cover	Polycarbonate	210 °F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
5																		
6	SST-2136 RD																	
7	2136 RD	Base	Polypropylene	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	DT-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	2136	Cover	Polypropylene	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10																		
11	SST-2136 GKT																	
12	113-2136-T	Base	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
13	DT-2136	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14																		
15			Nekron 2856 Polycarbonate (thermoplastic polymer) (Lid)															
16	213C-GSK	Cover	Polyurethane (Gasket)	250 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
17	SST-2136 GKT LTCH	Latch	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
18																		
19	SST-283 RD																	
20	1218B	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
21	DT-21218	Basket	Polypropylene	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
22	1218 RD	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
23																		
24	SST-105 BL																	
25	105B BL	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
26	DT 105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
27	105C BL	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
28																		
29	SST-105S																	
30	105B	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
31	DT 105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
32	105C-S	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
33																		
34	SST-105 RL																	
35	105B RL	Base	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
36	DT 105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
37	105C RL	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
38																		
39	SST-105-S RD																	
40	DT 105	Basket	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
41	105-C-S RD	Cover	Polypropylene	275 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
42																		
43	SST-2006-1C																	
44	2006-4-T	Base	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
45	DT-2006-4-T	Basket	PPS	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
46	2006-C Cover	Cover	PESU	285 °F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
47																		

