

	A	B	C	D	E	F	G	H
	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
1								
2	Laparoscopic Trays							
3		DDL-1123	Double Decker Lap Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
4		CYSTO-224B	Cysto Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
5		DDL-4113	Poly Double Decker Tray	Radel	Y	Y	Y	
6		SDL-1130	Extra Long Lap Tray	Radel	Y	Y	Y	
7		51527	Double Decker Bariatric	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
8		31127 DV	Da Vinci Arm Sterilization Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
9		300605-DVC	Da Vinci Lens Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
10		300605-DVA	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
11		300605-H	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
12		180502-INS	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
13								
14	Custom Procedure Trays							
15		30320-H	2 Level Tray System	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
16		31421-H	Universal Tray-Single Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
17		31123-T	Universal Tray-Double Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
18		31123-T1	Universal Tray-Double Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
19		31127-H	Universal Tray-Single Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
20								
21	Instrument Brackets for Custom Trays							
22		P-01	Post	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
23		Tri-CUT BRACKET	1" universal bracket 3, 5 & 10 mm	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
24		56-UB	5" 6 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
25		710-UB	7.5" 10 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
26		1015-UB	10" 15 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
27								
28	Instru-Trays							
29		4116-H		Polypropylene	Y	Y	Y	
30		4106H		Polypropylene	Y	Y	Y	
31		41013H		Polypropylene	Y	Y	Y	
32		41116H		Polypropylene	Y	Y	Y	
33		41317H		Polypropylene	Y	Y	Y	
34		41520H		Polypropylene	Y	Y	Y	
35		HCO-1309		Stainless Steel	Y	Y	Y	
36		HCO-1510		Stainless Steel	Y	Y	Y	
37		HCO-1711		Stainless Steel	Y	Y	Y	
38		HCO-1912		Stainless Steel	Y	Y	Y	
39								
40	Metal Micro Trays							
41		184014	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
42		184016	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
43		184019	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
44		184021	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
45		181453	Solid (no holes) Tray w/ Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
46		184453	Tray w/ Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
47		181463	Base,Cover & Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
48		182500	Stainless Steel - 5 Clip	Stainless Steel	Y	Y	Y	
49		182062	Stainless Steel Cassette	Stainless Steel	Y	Y	Y	
50		182068	Stainless Steel Cassette	Stainless Steel	Y	Y	Y	
51								
52	Hinged Top Micro Trays							
53		30732-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
54		30842-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
55		31042-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
110	Scope Trays							
111		30126	Bariatric - Single Scope Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
112		30630	Bariatric - Multi Scope Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
113		30111-SSC	Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
114		30118-SSC	Universal Scope Case	Stainless Steel	Y	Y	Y	
115		31042-22	Hinged Top Arthro Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
116		3-4110	Clear Top Arthro Tray	Radel	Y	Y	Y	
117		SP-3014	Osteotome Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
118		3-5120	Scope Tray w/Cord Channel	Radel	Y	Y	Y	
119		3-5130	Scope Tray w/Cord Channel	Radel	Y	Y	Y	
120		75.0047.9M	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
121		75.0083.1M	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
122		75.0047.5M	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
123		750083	Wire Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
124		31772-22	Economy Scope Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
125		261615	Clear Top Scope Tray	Radel	Y	Y	Y	
126		302215	Scope Tray B/L 1 set Secur-Its	Radel	Y	Y	Y	
127		31462-22	Camera Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
128		3-3131	Two Scopes 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
129		3-3170	One Scope 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
130		3-3180	Two Scopes 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
131		3-3200	One Scope 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
132		9326	Super Long Scope Tray	Radel	Y	Y	Y	
133		SMT5510	Scope Mesh Container	Polypropylene	Y	Y	Y	
134		75.0068.4	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
135								
136	Silicone Finger Mats	202025	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
137		2-1405	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
138		SP2313	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	
139		SP4622	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	
140		SP2719	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	
141		2-3215	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
142		2-1055	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
143		2-1215	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
144		6-1914	Silicone Mat Bubble Bottom (no holes)	Silicone	Y	Y	Y	
145		2-4005	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
146		2111-M	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
147		2-6005	Silicone Mat-Bubble Bottom (2 piece)	Silicone	Y	Y	Y	
148		SR10	Silicone Mat-Perforated Base - Roll -Pink	Silicone	Y	Y	Y	
149								
150	Wire Baskets							
151		75.0001.7	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
152		75.005.3	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
153		75.004.6	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
154		75.005.9	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
155		75.004.8	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
156		75.004.9	Cover	Stainless Steel	Y	Y	Y	
157		75.0091.1	Cover	Stainless Steel	Y	Y	Y	
158		72.1400.5	Large Washer Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
159		72.1400.6	Large Washer Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
160								
161	High-Sided Perforated Trays							
162		HDO-0952	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
163		HDO-1062	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
164		HDO-1272	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
165		HDO-1210	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
166		HDO-1610	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
167		HDO-2012	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
168								
169	Plastic Sterilization Baskets							
170		PIT2015	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
171		DINT2525	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
172		4106-H	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
173		PIT2715	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
174		MIT30251	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
175		1511-4	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
176		DT-1218	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
177		MIT40301	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
178		DT-2136	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
179		1511-7	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
180		DINT4825	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
181								
182	Perforated Stainless Steel Trays							
183		HBO-1006	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
184		20-1010	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
185		20-1015	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
186		20-1020	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
187		HBO-0515	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
188		HBO-0520	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
189		HBO-1321	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
190		HBO-1320	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
191		HBO-0624	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
192		HBO-1525	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
193		HBO-0825	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
194		HBO-0926	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
195		HBO-0630	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
196								
197	Long Scope Instrument Tray							
198		SMT5510	Scope Mesh Container	Polypropylene	Y	Y	Y	